



# **SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ ÇALIŞMASI PROTOKOLÜ**

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ  
REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI

Protokol No: KAR-G3RM-260.2013

Ekim 2013  
Gebze-Kocaeli

## İÇİNDEKİLER

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. ÇALIŞMANIN AMACI .....             | 1 |
| 2. ORGANİZATÖR .....                  | 1 |
| 3. ÇALIŞMAYA KATILIM .....            | 1 |
| 4. TEST ÖRNEĞİ .....                  | 1 |
| 5. ÇALIŞMA PROGRAMI .....             | 2 |
| 6. TAYİN EDİLECEK PARAMETRE .....     | 2 |
| 7. KULLANILACAK METOTLAR .....        | 2 |
| 8. SONUÇLARIN RAPORLANMASI .....      | 2 |
| 9. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ..... | 3 |
| 10. GİZLİLİK .....                    | 3 |
| 10. KAYNAKLAR .....                   | 3 |

## 1. ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmada suda askıda katı madde (AKM) tayini yapan laboratuvarların performanslarının belirlenmesi ve laboratuvarların kendi performanslarını geliştirmeye yönelik katkı sağlanması amaçlanmıştır.

## 2. ORGANİZATÖR

Bu yeterlilik testi çalışması “ISO/IEC 17043 Conformity Assessment - General Requirements for Proficiency Testing” standardına uygun olarak TÜBİTAK UME Referans Malzemeler Laboratuvarı tarafından düzenlenmektedir.

### Yazışma adresi:

TÜBİTAK UME  
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi  
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1  
41470 Gebze / KOCAELİ  
T +90 262 679 5000 - 6400  
F +90 262 679 5001  
www.ume.tubitak.gov.tr

**Koordinatör:** Fatma AKÇADAĞ  
e-posta: ume.yeterliliktesti@tubitak.gov.tr

**Teknik Komite:** Fatma AKÇADAĞ, Nilgün TOKMAN ve Alper İŞLEYEN

## 3. ÇALIŞMAYA KATILIM

Çalışma tüm laboratuvarlara açık olup ücretli olarak düzenlenir. Katılım ücreti çalışma duyurusu ile birlikte katılımcılara bildirilir.

## 4. TEST ÖRNEĞİ

Test örneği olarak, selüloz mikrokristalin eklenerek hazırlanmış olan su numunesi kullanılır. Tüm örnekler katılımcılara kargo ile aynı zamanda gönderilir. Hazırlanan örneğin AKM değeri **(10-100) mg/l** aralığındadır. Test örneğinin **4 °C’ da** saklanması gerekir.

Katılımcı laboratuvarlar gönderilen test örneğini aldıklarında ambalajının sağlam olup olmadığını kontrol eder ve <http://www.ume.tubitak.gov.tr/lak/kimya/> web sayfasındaki “Örnek Alındı Formunda” gerekli bilgileri girerek formu belirtilen adrese e-posta ile gönderirler.

## 5. ÇALIŞMA PROGRAMI

Çalışma yılda iki kez düzenlenir. Selüloz mikrokristalin kullanılarak hazırlanan ve karıştırılarak homojen hale getirilen yaklaşık 250 ml test örneği yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) şişelerde paketlenerek katılımcı laboratuvarlara gönderilir. Çalışma sonuçlarının takibi için her bir laboratuvara ayrı bir numara verilir. Laboratuvarların test örneğini analiz ederek, sonuçları <http://www.ume.tubitak.gov.tr/lak/kimya/> web sayfasındaki “VERİ GİRİŞİ” bölümünden **22/11/2013 tarihine** kadar girmeleri gerekir. Veri girişi için her bir laboratuvara ayrı bir kullanıcı ismi ve parola verilir. Kullanıcı ismi ve parola katılımcı laboratuvarlara e-posta ile gönderilir.

Katılımcı laboratuvarların sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilerek z-skorum hesaplanır. Değerlendirme işlemi sonucunda yeterlilik testi çalışması sonuç raporu hazırlanır. Raporun taslak hali web sayfasında yayınlanır. Katılımcı laboratuvarların iki hafta içerisinde raporla ilgili varsa düzeltme önerileri bildirmeleri istenir. Daha sonra raporda uygun bulunan düzeltmeler organizatör tarafından bir hafta içerisinde yapılır ve raporun son hali web sayfasında yayınlanır. Raporun son hali yayımlandıktan sonra katılımcı laboratuvarlar iyi olmayan sonuçlarını geri çekemezler. Katılımcı laboratuvarlara ayrıca Katılım Belgesi posta ile gönderilir.

## 6. TAYİN EDİLECEK PARAMETRE

Bu çalışmada suda askıda katı madde tayini yapılacaktır.

## 7. KULLANILACAK METOTLAR

Laboratuvarlara, rutin çalışmalarda uyguladıkları metotları kullanarak test ölçüm yapmaları, ölçümlerin rutin olarak yapan kişi(ler) tarafından yapılması ve özel bir işlem uygulanmaması önerilmektedir.

## 8. SONUÇLARIN RAPORLANMASI

Yeterlilik testi sonuçlarının bildirilmesi ve sonuç raporuna ulaşması <http://www.ume.tubitak.gov.tr/lak/kimya/> web sayfası aracılığı ile yapılır. Laboratuvarların ölçüm sonuçlarının ortalamasını, belirsizlik hesaplamasının yapılması durumunda belirsizlik değerlerini, yapılmadığı durumda standart sapma değerlerini, analizlerde kullandıkları cihaz ve metodu <http://www.ume.tubitak.gov.tr/lak/kimya/> adresinde bulunan “VERİ GİRİŞİ” bölümünden göndermeleri istenir. Sonuçların **22/11/2013** tarihine kadar gönderilmesi gerekir. Zamanında gönderilmeyen sonuçlar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar bir basamaklı raporlanmalıdır.

## 9. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada referans değer katılımcı sonuçlarından belirlenir. Standart sapma değeri ise referans değer % 10'u alınarak belirlenir.

### z-skoru:

z-skorları (9.1) eşitliği kullanılarak hesaplanır.

$$z = \frac{x - X}{\sigma} \quad (9.1)$$

Burada,

- X : referans değer  
x : katılımcı laboratuvar sonucu  
 $\sigma$  : Yeterlilik testi değerlendirmesi için standart sapma

## 10. GİZLİLİK

Laboratuvarlara ait sonuçların gizliliği esastır. Hazırlanan web tabanlı sistemin güvenliği için gerekli önlemler tarafımızca alınmıştır. Katılımcı laboratuvarlara ait bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Katılımcı laboratuvarlar sistemde kendilerine verilen şifreyi değiştirebilirler.

Çalışma sonuçlarının takibi için her bir laboratuvara ayrı bir numara verilir. Sonuç raporunda her laboratuvar sadece kendisinin bildiği bu numara ile tanımlanır ve sonuçlar laboratuvar numaraları ile raporlanır.

## 10. KAYNAKLAR

1. ISO/IEC 17043 Conformity Assessment - General Requirements for Proficiency Testing, 2010
2. ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, 2005
3. Thompson, M., Ellison, S.R. and Wood, R., The International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories, Pure&Appl. Chem., 2006, Vol. 78, No. 1, pp. 145-196
4. ISO 13528 Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, 2005